

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	055610
<b>Designation</b>	Couvercle stérile pour plaque Microwell Nunc



---

### Description :

Dimensions (L x l x H) 5 x 3,35 x 0,3 po (127 x 85 x 7,9 mm)  
Matériau polystyrène  
Stérilité Stérile  
Nbre de puits 384  
Hauteur (métrique) 7.9mm  
Couleur clair  
Longueur (impériale) 5 po  
Anneaux de condensation Non  
Longueur (métrique) 127mm  
Hauteur (impériale) 0,3 po  
Nb par paquet 1  
Barrière anti-évaporation Oui  
Largeur (impériale) 3,35 po  
Largeur (métrique) 85mm  
Type de produit Couvercle standard  
Plate Compatibility Plaque de 384 puits  
Coins entaillés Bord long  
Carton de : 60