

WHEATON® FLACON UNIVERSEL 30ML EN POLYSTYRÈNE

Versatile container range

Ideal for your sample collection, transport and storage needs

- Étanche, bouchon de fermeture à l'écoulement
- Disponible pré-rempli d'acide borique pour les échantillons d'urine



Produit Code	Label	Inner Pack Qty	Cap Material	Description	Sterile	Diam. x hauteur (mm)	Capacité (ml)	Cdt
327150	Ordinaire	50	Polypropylène	Flacon Universel, étiquette Simple, Stérile	EtO	30.5 x 93.5	30	400
327151	Non	50	Polypropylène	Flacon Universel, Non étiqueté, Stérile	EtO	30.5 x 93.5	30	400
327152	Imprimée	50	Polypropylène	Flacon Universel, étiquette Imprimée, Stérile	EtO	30.5 x 93.5	30	400
327153	Imprimée	50	Polypropylène	Flacon Universel avec Acide Borique, Stérile	EtO	30.5 x 93.5	30	400
327155	Imprimée	50	Polypropylène	Flacon Universel avec Cullière, Stérile	EtO	30.5 x 93.5	30	400