

Désignation

- Tube de prélèvement d'urine primaire avec acide borique vrac avec gobelet

Référence

- 055738

Unité de vente : 450



Description

- Tube primaire de prélèvement d'urine avec coupelles de prélèvement
- Fabriqué à partir de polystyrène de qualité médicale vierge
- Idéal pour les systèmes d'analyse urinaires automatisés
- Évite de décanter inutilement l'échantillon au laboratoire
- Étiquette imprimée pour les renseignements sur le patient
- Pré-dosé avec acide borique
- Bouchon de sécurité étanche en polypropylène
- Stérilisés par Oxyde d'éthylène
- Destiné uniquement à un usage in vitro
- Marquage CE en accord avec la Directive Européenne 98/79/EC
- Diam. x hauteur : 16 x 100 mm

