

Désignation

- Flacon universel Wheaton en polypropylène avec étiquette imprimée - en sachet de 5

Référence

- 055783



Unité de vente : 400

-
- Fermeture étanche
 - Dimensions \varnothing x h : 30,5 x 93,5 mm
 - Volume : 30 ml
 - Stérile
 - Volume : 30 ml
 - Matériau : Polypropylène
 - Dimensions : \varnothing x h : 30,5 x 93,5 mm
 - Etiquette : imprimée
 - Prérempli d'acide borique : non
 - Avec cuillère : non

