

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	055996
<b>Désignation</b>	Tube de stockage et de transport 25 ml



### Description :

- ✓ Tube en polystyrène / Capuchon en polyéthylène
- ✓ A fond plat
- ✓ Avec capuchon blanc à vis de fermeture renforcée
- ✓ Stérile
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 3000 g
- ✓ Totalement étanche
- ✓ Coloris : transparent
- ✓ Avec surface d'inscription
- ✓ Volume 25 ml
- ✓ Dimensions ( Ø x h ) 31 x 98 mm

### Unité de vente :

300 Tubes de stockage et de transport 25 ml