


FICHE TECHNIQUE

Référence	055997
Designation	Tube de stockage et de transport en polystyrène 25 ml non stérile Nunc



Description :

Type Récipient universel et de transport

Closure Included Oui

Matériau Polystyrène

Stérilité Non stérile

Capacité (métrique) 25 mL

Certifications/Conformité Les récipients universels et de transport ont été soumis au test de mise sous vide à 95 kPa décrit dans les instructions d'emballage ONU 602/650 relatives au transport de substances infectieuses et d'échantillons diagnostiques. Les récipients universels portent le marquage CE.

Matériau du bouchon Polyéthylène

Couleur Transparent

Description Sans cuiller ; non stérile ; PS ; zone d'écriture

Comprend Sans cuiller

Étiquette Labeled

Nb par paquet 50
Valeurs de FCR 4000
Carton de : 300