

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	056020
<b>Désignation</b>	Tube a centrifuger Nunc Fond conique 11 ml



### Description :

- ✓ En polycarbonate
  - ✓ Fond conique
  - ✓ Centrifugeable jusqu'à 6000 RCF
  - ✓ Stérile
  - ✓ Emballage par 80
  - ✓ Autoclavable
- 
- ✓ Capacité : 11 ml
  - ✓ Dimensions (Ø x h) : 16 x 110 mm

**Unité de vente :**

480

---