


FICHE TECHNIQUE

Référence	056057
Designation	BOITE CONGELATION 145X145X75MM x30



Description :

Description Panneaux de particules, 145 x 145 x 75 mm
Conception Boîtes en carton Nunc
Couleur blanc
Matériau Cardboard
Forme Carrées
Type Cryo Box
Capacité 100 (flacons de 3,6 ml)
Quantité 30/sachet, 30/boîte
Matrice de tubes 10 x 10
Dimensions (L x l x H) 5.71 x 5.71 x 3.07 in (145 x 145 x 75 mm)
Longueur (impériale) 5,71 po
Longueur (métrique) 145mm
Largeur (impériale) 5,71 po
Largeur (métrique) 145mm
Hauteur (impériale) 3,07 po

Hauteur (métrique) 75mm
Poids (métrique) 4.73 kg
Carton de : 30