


FICHE TECHNIQUE

Référence	056108
Designation	Film adhésif amplification en polyoléfine non stérile Nunc



Description :

Adhésif, adhésive Sensible à la pression

Couleur Natural

Description AMPLIFICATION TAPE

Matériau Acrylate de polyoléfine

Stérilité Non stériles

Type Adhesive Seal

Couleur Transparent

Nb par paquet 100

À utiliser avec (application) PCR ; études de fluorescence ; microscopie

Type de produit Film, joint ou applicateur

Gamme de produits Nunc™

Plage de températures (métrique) -70°C à +100°C

Adhésif, adhésive Acrylic; Hydrophobic adhesive is non-absorbing

Certifié exempt RNase / DNase Oui

Perçable Non

Plage de températures (métrique) -70C to +100C

Plate Compatibility Plaques à 96 puits, plaques à 384 puits

Conditions d'incubation General
Détachable Yes
Fluorescence Low Autofluorescence
Carton de : 100