

FICHE TECHNIQUE

Référence	056169
Désignation	Tubes à centrifuger EZ Flip



Description :

- ✓ En vrac
- ✓ Stériles
- ✓ En polypropylène clarifié résistant aux composés chimiques
- ✓ Compatibles avec la plupart des rotors qui acceptent les tubes à centrifuger de ces volumes
- ✓ FCR maximale : 8500 g
- ✓ Tube gradué avec aplat
- ✓ Etanche
- ✓ Le capuchon attaché évite toute perte du bouchon ou toute contamination lors de la pose du bouchon sur la pailleasse
- ✓ Volume : 15 ml

Unité de vente :

500 tubes
