


FICHE TECHNIQUE

Référence	056170NS
Désignation	Tubes à centrifuger 15 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : conique
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui - zone d'écriture blanche
- ✓ Bouchon : bouchon étanché EZFlip : système de bouchon articulé qui s'ouvre et se ferme d'une seule main
- ✓ Conception ergonomique, compatible avec le rotor de centrifugeuse à angle fixe et à godet pivotant
- ✓ Conditionné dans 10 racks de 50 tubes

Certificats :

- ✓ Stérile : non - exempt de DNases, RNases
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 8 500 g
- ✓ Volume : 15 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 17 x 120 mm

Unité de vente : 500 Tubes à centrifuger