

FICHE TECHNIQUE

Référence	056214
Designation	Plaque 96 puits Immobilizer Streptavidine Nunc



Description :

Fond Plat
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Conditionnement 15 boîtes
Binding Type Affinity
Couleur Transparent
Type de produit Module solide F8 (x12) sur cadre
Matériau PS
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 100 µl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Streptavidine
Total Volume (Metric) 400 µl
Type de puits Rond
Nb par paquet 1

Blocage de la plaque Non spécifié
Quantité 15/boîte
Molécule cible Biotinylé
Carton de : 15