

FICHE TECHNIQUE

Référence	056241
Désignation	Flacons de culture Nunc



Description :

- ✓ Surface traitées pour la culture cellulaire
- ✓ Stérilisées aux rayons gamma
- ✓ Flacons Easy-Flask, pour accès total aux cellules à l'aide d'un grattoir, fermeture très rapide et graduation sérigraphiée
- ✓ Surface : 225 cm²
- ✓ Volume de travail : 70 ml
- ✓ Col incliné
- ✓ Bouchon standard

Unité de vente :

30 Flacons
