

FICHE TECHNIQUE

Référence	056261
Designation	Film poreux stérile en rayonne Nunc



Description :

Adhésif, adhésive Sensible à la pression

Description Film adhésif en rayonne blanche, exempt de RNase, exempt de DNase

Matériau Acrylate de rayonne

Stérilité Stérile

Type Adhesive Seal

Couleur Blanc

Nb par paquet 25

À utiliser avec (application) Respirable ; culture cellulaire

Type de produit Film, joint ou applicateur

Gamme de produits Nunc™

Plage de températures (métrique) -20°C à +80°C

Adhésif, adhésive Acrylic

Certifié exempt RNase / DNase Non

Perçable Oui

Plate Compatibility Plaques à 96 puits, plaques à 384 puits

Conditions d'incubation Applications générales

Détachable Oui

Breathable Oui

Carton de : 50