

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	056345
<b>Désignation</b>	Flacon de culture 500 cm <sup>2</sup>



### Description :

- ✓ Flacon de culture cellulaire 3 étages Nunc
- ✓ En polystyrène
- ✓ Surface non traitée
- ✓ Présente une surface de culture de 500 cm<sup>2</sup> dans un volume équivalent à celui d'un flacon 175 cm<sup>2</sup> grâce à la présence de 3 plateaux internes
- ✓ Facilité d'utilisation : il suffit de remplir le flacon jusqu'à répartition égale du milieu par compartiment et de coucher le flacon pour sa mise en incubation

### Certificats :

- ✓ Stérilisé gamma

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume utile conseillé : 200 ml
- ✓ Surface : 500 cm<sup>2</sup>
- ✓ Type de col : droit
- ✓ Type de bouchon : filtrant

### Unité de vente :

32 Flacons de culture