

FICHE TECHNIQUE

Référence	056393
Designation	Flacon de culture cellulaire Easy Flask 25 cm ² coatés Collagène I Nunc



Description :

Description Flacon Nunc EasYFlask de 25 cm²
Matériau PS
Type de goulot Coudé
Nb par paquet 10
Revêtement de surface Collagène de queue de rat de type I
Mouth Style Large
Stérilité Fabrication aseptique
Forme du fond Plat
Type de bouchon Filtre
Surface de culture 25 cm²
Volume (métrique) utile 7 ml
Carton de : 60