

FICHE TECHNIQUE

Référence	056712
Designation	Boîte de Petri DTC UpCell Nunc diamètre 10 cm avec couvercle



Description :

Bouchon inclus Bouchon inclus
Description 100 mm, boîte UpCell
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 12,5 ml (puits)
Surface de culture 56,7 cm²
Quadrillé Non quadrillé
Forme Rond
Stérilité Stériles
Traitement de surface UpCell, sensible à la température
Type Boîte de culture cellulaire
Volume (métrique) utile 12,5 ml
Comprend Couvercle
Nb par paquet 1
Membrane de support Non
Évent Couvercle avec orifice d'aération
Hauteur (métrique) 17 mm
Diamètre (métrique) 92 mm
Carton de : 6