

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	056739
<b>Designation</b>	Microplaque MD24 sans insert



---

### Description :

Description Plaque de support à 24 puits (sans insert)

Nbre de puits 24

Stérilité Stériles

Inserts par plaque 0

Matériau PC (membrane)

Volume (métrique) utile Suspension basse : 1 ml ; suspension moyenne : 1,5 ml ;  
suspension élevée : 2 ml

Densité des pores (Sans insert)

Type Platine de support

Nb par paquet 1

Type de récipient Plaque de support uniquement

Couleur Transparent

Carton de : 4