

FICHE TECHNIQUE

Référence	056770
Désignation	Tubes à centrifuger Nunc



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Tubes stériles avec 10-6 SAL
- ✓ Très large zone de marquage
- ✓ USP classe VI, non pyrogène, non cytoxique
- ✓ RNase et DNase free
- ✓ Centrifugeables à 10 500 g
- ✓ Risque de contamination réduit
- ✓ Volume : 15 ml
- ✓ A fond coniques
- ✓ En vrac, 50 unités par sachet

Unité de vente :

500 Tubes
