

FICHE TECHNIQUE

Référence	056773
Désignation	Tubes à centrifuger Nunc



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Tubes stériles avec 10-6 SAL
- ✓ Très large zone de marquage
- ✓ USP classe VI, non pyrogène, non cytoxique
- ✓ RNase et DNase free
- ✓ Centrifugeables à 17 000 g
- ✓ Risque de contamination réduit
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ A fond coniques
- ✓ En rack, 25 unités par rack

Unité de vente :

300 Tubes