

FICHE TECHNIQUE

Référence	056828B
Désignation	Pipette de sérologie 1 ml



Description :

- ✓ Pipette de sérologie Nunc
- ✓ En polystyrène
- ✓ A usage unique
- ✓ Cotonnée
- ✓ Conditionnée en vrac par 50

Certificats :

- ✓ Stérile, SAL 10-4

Caractéristiques techniques :

- ✓ Code couleur : jaune
- ✓ Volume : 1 ml

Unité de vente :

1 000 Pipettes de sérologie

