

FICHE TECHNIQUE

Référence	056829B
Désignation	Pipette de sérologie 2 ml



Description :

- ✓ Pipette de sérologie Nunc
- ✓ En polystyrène
- ✓ A usage unique
- ✓ Cotonnée
- ✓ Conditionnée en vrac par 50



Certificats :

- ✓ Stérile, SAL 10-4

Caractéristiques techniques :

- ✓ Code couleur : vert
- ✓ Volume : 2 ml

Unité de vente :

500 Pipettes de sérologie
