

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	056830B
<b>Désignation</b>	Pipette de sérologie 5 ml



### Description :

- ✓ Pipette de sérologie Nunc
- ✓ En polystyrène
- ✓ A usage unique
- ✓ Cotonnée
- ✓ Conditionnée en vrac par 50

### Certificats :

- ✓ Stérile, SAL 10-4

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Code couleur : bleu
- ✓ Volume : 5 ml

### Unité de vente :

200 Pipettes de sérologie

---

