

FICHE TECHNIQUE

Référence	056832B
Désignation	Pipette de sérologie 25 ml



Description :

- ✓ Pipette de sérologie Nunc
- ✓ En polystyrène
- ✓ A usage unique
- ✓ Cotonnée
- ✓ Conditionnée en vrac par 25



Certificats :

- ✓ Stérile, SAL 10-4

Caractéristiques techniques :

- ✓ Code couleur : rouge
- ✓ Volume : 25 ml

Unité de vente :

200 Pipettes de sérologie
