

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	056833B
<b>Designation</b>	Pipette de sérologie en vrac - 50 ml



### Description :

Certifications/Conformité Exempt de RNase et de DNase, exempt d'ADN humain, non cytotoxique, apyrogène

Description Pipette sérologique, durée de conservation de 5 ans

Type d'emballage Conditionnée en vrac, 25 par sachets, fermés

Quantité 25/emballage ; 100/boîte

Matériau En PS

Stérilité Stériles

Volume (métrique) 50 ml

Carton de : 100