

FICHE TECHNIQUE

Référence	056843B
Désignation	Tube



Description :

- ✓ Tubes 2D de transfert
- ✓ USP classe VI
- ✓ Tube en polypropylène, rack en polycarbonate
- ✓ Bouchon avec pas de vis externe en polypropylène avec joint en élastomère thermoplastique
- ✓ Version basse, hauteur total du tube de 49,79 mm
- ✓ Résistant à des températures de -180 °C à 121 °C
- ✓ Exempts d'ADN, RNase, DNase et endotoxines
- ✓ Stériles, autoclavables
- ✓ Zone blanche de marquage
- ✓ Gradués
- ✓ Avec code barre
- ✓ Volume : 1.8 ml

Unité de vente :

480 Tubes
