

FICHE TECHNIQUE

Référence	056849
Désignation	Boîte de Petri fond en verre 27 mm



Description :

Bouchon inclus Bouchon inclus
Matériau du bouchon Verre borosilicaté
Description Boîte à fond en verre, 27 mm
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 3 ml (puits)
Matériau PS
Forme Rond
Stérilité Stériles
Traitement de surface Culture cellulaire
Type Boîte de culture cellulaire
Volume (métrique) utile 3,0 mL
Comprend Couvercle
Nb par carton 20
Nb par paquet 1
Hauteur (métrique) 12,9 mm
Diamètre (métrique) 40,4 mm
Carton de : 20