

FICHE TECHNIQUE

Référence	056872B
Désignation	Cryotubes 2D



Description :

- ✓ En polypropylène, rack en polycarbonate
- ✓ Bouchon avec pas de vis externe en polypropylène avec joint en élastomère thermoplastique
- ✓ Conformes USP classe VI
- ✓ Version basse, hauteur total du tube de 49,79 mm
- ✓ Résistant à des températures de -180 °C à 121 °C
- ✓ Exempts d'ADN, RNase, DNase et endotoxines
- ✓ Stériles, autoclavables
- ✓ Zone blanche de marquage
- ✓ Gradués
- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ A pas de vis interne
- ✓ Avec code barre

Unité de vente :

10 Racks de 48 Tubes
