


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	057036
<b>Désignation</b>	Tubes de culture



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté Kimble Kimax-51
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Conformes aux normes ASTM E438, type 1 classe B
- ✓ Fond rond uniforme
- ✓ A usage unique
- ✓ Volume : 6 ml
- ✓ Dimensions : 12 x 75 mm
- ✓ Unités / plateau : 250

### Unité de vente :

1000 Tubes

---