


FICHE TECHNIQUE

Référence	057037
Désignation	Tube de culture 10 ml



Description :

- ✓ Tube de culture à usage unique en verre borosilicaté Kimble Kimax-51
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Fond rond, uniforme

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Conforme aux normes ASTM E438, type 1 classe B

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Dimensions (\varnothing x h) : 13 x 100 mm
- ✓ Conditionné par plateaux de 250 tubes

Unité de vente :

1000 Tubes de culture