


FICHE TECHNIQUE

Référence	057040
Désignation	Tubes de culture



Description :

- ✓ En verre borosilicaté Kimble Kimax-51
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Conformes aux normes ASTM E438, type 1 classe B
- ✓ Fond rond uniforme
- ✓ A usage unique
- ✓ Volume : 24 ml
- ✓ Dimensions : 16 x 150 mm
- ✓ Unités / plateau : 250

Unité de vente :

1000 Tubes
