

FICHE TECHNIQUE

Référence	057041
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ Tubes de culture Kimble
- ✓ En verre borosilicaté Kimble Kimax-51
- ✓ Usage unique
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Conformes aux normes ASTM E438, type 1 classe B
- ✓ Fond rond uniforme
- ✓ Unités par plateau : 125
- ✓ Diamètre x H : 18 x 150 mm
- ✓ Volume : 30 ml

Unité de vente :

500 Tubes
