

FICHE TECHNIQUE

Référence	057501
Désignation	Tachymètre Simple digital



Description :

- ✓ **Le Tachymètre Testo 465** permet de mesurer des vitesses de rotation sans contact et d'une seule main. Le tachymètre convient parfaitement pour les mesures sur les éléments en rotation, tels que les ventilateurs et les arbres. Pour mesurer la vitesse de rotation, il suffit de coller une marque réfléchissante sur l'objet à mesurer, puis d'orienter le faisceau lumineux rouge sur la marque réfléchissante et de mesurer la vitesse. La distance entre le tachymètre et l'objet à mesurer peut s'élever à max. 600 mm.
- ✓ **Atout pratique** : vous pouvez enregistrer les valeurs min., max. et moyenne ainsi que la dernière valeur mesurée. L'étui SoftCase fourni avec l'appareil protège le tachymètre. La livraison comprend également les marques réfléchissantes et une mallette de transport.

Caractéristiques Techniques :

Garantie	2 ans
Type de pile	2 piles mignon AA
Autonomie pile	40 heures
Dimensions	144 x 58 x 20 mm
Type d'affichage	LCD
Taille de l'affichage	une ligne
Température d'utilisation	0 à +50 °C
Température de stockage	-20 à +70 °C
Poids	145 g
Plage de mesure	1 à 99999 tr/min
Précision	±0,02 % v. m.
Résolution	0,01 tr/min (1 à 99,99 tr/min) 0,1 tr/min (100 à 999,9 tr/min) 1 tr/min (1000 à 99999 tr/min)

Unité de vente :

1 appareil livré avec étui, malette et marques réfléchissantes
