

Eléments thermo-sensibles

Thermomètres rubans
Thermomètres pastilles

Après 1 à 2 secondes, la couleur initiale change de manière irréversible

Pour applications universelles

Possibilité de personnaliser avec le logo de votre société

Livraison sur rouleau pour commande en grande quantité




Illustration 1:1

Les thermomètres rubans et les thermomètres pastilles sont des étiquettes autocollantes résistant à la température et comprenant un élément thermo-sensible, pour le contrôle de la température. Ils peuvent être utilisés pour connaître la température de pièce en mouvement ou pour effectuer des contrôles de température sur des petites pièces.

Pour le contrôle d'une température maximum, les étiquettes autocollantes mono température avec élément thermo-sensible sont appropriés.

Eléments thermo-sensibles

Thermomètres rubans

Les thermomètres rubans sont des étiquettes autocollantes résistant à la température et comprenant un élément thermo-sensible, pour le contrôle et la surveillance de température, par ex. pour des pièces en mouvement, une surveillance longue durée, des objets de faibles dimensions.


- > Après 2 secondes, la couleur initiale change de manière irréversible
- > Carnet pratique de 10 rubans autocollants
- > Thermomètres rubans sur rouleau, par ex pour étiqueteuse



| | |
|------------------|----------------|
| +37 ... +65 °C | Réf. 0646 0108 |
| +71 ... +110 °C | Réf. 0646 0916 |
| +116 ... +154 °C | Réf. 0646 1724 |
| +161 ... +204 °C | Réf. 0646 2532 |
| +204 ... +260 °C | Réf. 0646 3341 |
| +249 ... +280 °C | Réf. 0646 0005 |

Données techniques générales

| | |
|---|---|
| Précisions: | de + 43°C à +150°C : ±1,5°C à partir de 150°C : ±1% de la temp. correspondante |
| Temp. d'utilisation autorisée: | selon les différentes plages de mesure, les produits ayant une étendue de mesure de +37...+64 °C risquent de devenir inutilisables après un stockage dans des endroits fortement chauffés. Veuillez en tenir compte lors de la commande et du stockage! |
| Durée de stockage : | env. 2 ans à +65°C: max. 9 mois |
| Temp. de stockage : | +25°C (conseillée) |
| Le stockage dans un réfrigérateur augmente la durée de vie. | |
| Garantie: | 6 mois |
| L x l: 50 x 18 mm ou 39 x 18 mm | |



Thermomètres pastilles

Les thermomètres pastilles sont des étiquettes autocollantes résistantes à la température et comprenant un élément thermo-sensible, pour le contrôle et la surveillance de température. Procédé recommandé pour effectuer des contrôles de la température sur des petites pièces.

- > Après 2 sec., la couleur initiale change de manière irréversible
 - > Carnet pratique de 10 rubans autocollants
 - > 5000 pastilles de mesure par set (100 sets de 50 pièces, délai de livraison 6 semaines)
- | | |
|------------------|----------------|
| +40 ... +54 °C | Réf. 0646 0071 |
| +60 ... +82 °C | Réf. 0646 0072 |
| +88 ... +110 °C | Réf. 0646 0073 |
| +116 ... +138 °C | Réf. 0646 0074 |
| +143 ... +166 °C | Réf. 0646 0075 |
| +171 ... +193 °C | Réf. 0646 0076 |
| +199 ... +224 °C | Réf. 0646 0077 |



Données techniques générales

| | |
|---|---|
| Précisions: | de + 43°C à +150°C : ±1,5°C à partir de 150°C : ±1% de la temp. correspondante |
| Temp. d'utilisation autorisée: | selon les différentes plages de mesure, les produits ayant une étendue de mesure de +37...+64 °C risquent de devenir inutilisables après un stockage dans des endroits fortement chauffés. Veuillez en tenir compte lors de la commande et du stockage! |
| Durée de stockage : | env. 2 ans à +65°C: max. 9 mois |
| Temp. de stockage : | +25°C (conseillée) |
| Le stockage dans un réfrigérateur augmente la durée de vie. | |
| Garantie: | 6 mois |
| Ø 15 mm | |



Eléments thermo-sensibles

Thermomètres pastilles




Les thermomètres pastilles sont des étiquettes autocollantes résistant à la température et comprenant un élément thermo-sensible, pour le contrôle de la température.

- > Après 1 seconde, la couleur initiale change de manière irréversible
- > Le set de thermomètres pastilles pratique
- > 5000 pièces sur papier ou rouleau

Etendue de mes. : +46 °C...+188 °C
Référence : 0646.1... (... = valeur à mesurer)
Exemples de commande :
Point de mesure +46°C : 0646 1046
Point de mesure +188°C : 0646 1188

Données techniques générales

| | |
|---|---|
| Précisions: | de + 43°C à +150°C : ±1,5°C à partir de 150°C : ±1% de la temp. correspondante |
| Temp. d'utilisation autorisée: | selon les différentes plages de mesure, les produits ayant une étendue de mesure de +37...+64 °C risquent de devenir inutilisables après un stockage dans des endroits fortement chauffés. Veuillez en tenir compte lors de la commande et du stockage! |
| Durée de stockage : | env. 2 ans à +65°C: max. 9 mois |
| Temp. de stockage : | +25°C (conseillée) |
| Le stockage dans un réfrigérateur augmente la durée de vie. | |
| Garantie: | 6 mois |



Points de mesure livrables

Commande en grande quantité – Renseignez-vous auprès de votre partenaire Testo



Délai de livraison pour quantités spéciales, env. 6 semaines.



Votre logo/société sur demande
(10 000 unités)

Logo société

A partir de 10 000 exemplaires commandés (par valeur de température), il est possible d'imprimer le nom ou logo de votre société sur les thermomètres pastilles ou rubans.