

Films thermosensibles autocollants

Bandelettes de mesure testoterm

Mini-indicateurs testoterm

Thermomètres pastilles testoterm

Indication précise visible à un changement de couleur
irréversible, en 2 à 3 secondes

Plage de mesure étendue

Utilisations universelles

Impression possible du logo d'entreprise

Livraison en rouleau possible pour les quantités importantes




Illustration 1:1

Les bandelettes de mesure et mini-indicateurs testoterm sont des films autocollants résistants à la chaleur dotés d'éléments thermosensibles pour la surveillance et le contrôle des températures, p.ex. pour les mesures sur les pièces en mouvement, les contrôles de longue durée et les petits objets.

Les thermomètres pastilles testoterm avec éléments thermosensibles, également autocollants et résistants à la chaleur, conviennent pour le contrôle d'une température maximale prescrite.

Films thermosensibles autocollants

Bandelettes de mesure

Les bandelettes de mesure testoterm sont des films autocollants dotés d'éléments thermosensibles pour la surveillance et le contrôle des températures, p.ex. pour les mesures sur les pièces en mouvement, les contrôles de longue durée et les petits objets.

- > Changement de couleur irréversible en 2 sec.
- > Cahier pratique contenant 10 bandelettes de mesure
- > Bandelettes de mesure disponibles en rouleau à partir de 5000 pièces



+37 ... +65 °C	Réf. 0646 0108
+71 ... +110 °C	Réf. 0646 0916
+116 ... +154 °C	Réf. 0646 1724
+161 ... +204 °C	Réf. 0646 2532
+204 ... +260 °C	Réf. 0646 3341

Caractéristiques techniques générales

Précision :	de +43 °C à +154 °C : ± 1.5 °C ; à partir de +160 °C : ± 1 % ± 1 °C de la température concernée
Température de service :	selon les plages de mesure concernées
Durée de stockage :	jusqu'à +65 °C : max. 9 mois ; étendue restante : jusqu'à 2 ans ; temp. de stockage max. : +25 °C. Stockage au réfrigérateur recommandé.
L x l :	50 x 18 mm ou 39 x 18 mm



Mini-indicateurs

Les mini-indicateurs testoterm sont des films autocollants résistants à la chaleur dotés d'éléments thermosensibles pour la surveillance et le contrôle des températures. Ceux-ci conviennent particulièrement bien aux contrôles de température sur de petits objets.



- > Changement de couleur irréversible en 2 sec.
- > Cahier pratique de 10 mini-indicateurs
- > A partir de 5000 pièces, mini-indicateurs également disponibles sur feuille (100 feuilles de 50 pièces, délai de livraison de 6 semaines)

+60 ... +82 °C	Réf. 0646 0072
+88 ... +110 °C	Réf. 0646 0073
+116 ... +138 °C	Réf. 0646 0074
+143 ... +166 °C	Réf. 0646 0075
+171 ... +193 °C	Réf. 0646 0076
+199 ... +224 °C	Réf. 0646 0077

Caractéristiques techniques générales

Précision :	de +43 °C à +154 °C : ± 1.5 °C ; à partir de +160 °C : ± 1 % ± 1 °C de la température concernée
Température de service :	selon les plages de mesure concernées
Durée de stockage :	jusqu'à +65 °C : max. 9 mois ; étendue restante : jusqu'à 2 ans ; temp. de stockage max. : +25 °C. Stockage au réfrigérateur recommandé.
Ø 15 mm	



Films thermosensibles autocollants

Points de mesure



Les thermomètres pastilles testoterm sont des films autocollants résistants à la chaleur dotés d'éléments thermosensibles pour le contrôle de la température maximale prescrite.

- > Changement de couleur irréversible en 2 sec.
- > Cahier pratique contenant 50 thermomètres pastilles
- > Thermomètres pastilles disponibles en rouleau à partir de 5000 pièces

Plage de mesure : +65 °C...+121 °C
Réf. 0646 1... (... = valeur de mesure)
Exemples de références :
Thermomètre pastille pour +65 °C : 0646 1065
Thermomètre pastille pour +121 °C : 0646 1121

Caractéristiques techniques générales

Précision :	de +43 °C à +154 °C : ± 1.5 °C ; à partir de +160 °C : ± 1 % ± 1 °C de la température concernée
Température de service :	selon les plages de mesure concernées
Durée de stockage :	jusqu'à +65 °C : max. 9 mois ; étendue restante : jusqu'à 2 ans ; temp. de stockage max. : +25 °C. Stockage au réfrigérateur recommandé.



Thermomètres pastilles disponibles

Commandes spéciales possibles : 0646 9999



Bandelettes de mesure

+29 ... +40 °C
+249 ... +280 °C



Thermomètres pastilles

+29 °C, +33 °C, +37 °C, +40 °C,
+43 °C, +46 °C, +49 °C, +54 °C,
+60 °C, +88 °C, +93 °C, +99 °C,
+104 °C, +116 °C, +127 °C, +132 °C,
+188 °C, +143 °C, +149 °C,
+154 °C, +160 °C, +166 °C,
+171 °C, +177 °C, +182 °C,
+188 °C, +193 °C, +199 °C




Mini-indicateurs

+40 ... +54 °C
+232 ... +260 °C

Quantités de commande minimales :
50 packs / cahiers
Délai de livraison : 7 semaines

Commande en plus grandes quantités – Renseignez-vous auprès de votre partenaire Testo.



Le délai de livraison pour les quantités spéciales est de 6 semaines.



Votre logo / le nom de votre société peut apparaître ici sur demande.

Logo de la société

A partir de 10 000 exemplaires commandés (par valeur de température), il est possible d'imprimer le nom ou logo de votre société sur les thermomètres pastilles ou bandelettes de mesure testoterm.

Strips-CHF_0982-9423-02/cw/AV/03.2014

Sous réserve de modifications, même techniques.

testo AG
Isenrietstrasse 32
8617 Mönchaltorf
T: +41 43 277 66 66
F: +41 43 277 66 67
E: info@testo.ch