

## Désignation

- Sonde immersion pénétration type t pour Testo 108

## Référence

- 057804

Unité de vente : 1



---

## Description

- Sonde de pénétration standard (TC de type T)
- Sonde compacte pour les mesures dans les liquides et les produits semi-solides
- Thermocouple de type T
- Étendue de mesure : -50 à +300 °C
- La sonde de pénétration standard permet des mesures de température fiables dans le domaine alimentaire en association avec l'appareil de mesure correspondant (p.ex. testo 108).
- Dimensions 1120 mm
- Couleur du produit blanc; argent
- Longueur de la pointe du tube de sonde 20 mm
- Diamètre du tube de sonde 4 mm
- Diamètre de la pointe du tube de sonde 3 mm
- Longueur de câble 1 m
- Câble étiré oui
- Indice de protection IP 67
- Matériau du produit / du boîtier : acier inoxydable / GFK
- Longueur du tube de sonde 86 mm
- Cadence de mesure 2 mesures par seconde
- Poids 36 g

