

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	058005
<b>Désignation</b>	Réservoir réactifs 8 canaux 32 ml forme haute



---

### Description :

- ✓ Réservoir 8 rangs, cloisonné, fond pyramidal
- ✓ Matière : Polypropylène
- ✓ Sans couvercle
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions : 127,76 x 85,47 mm

### Unité de vente :

25 Réservoirs

---