

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	077503
<b>Désignation</b>	Réservoir 16 rangée couvercle pyramide



---

### Description :

- ✓ Réservoir 16 rangées
- ✓ Profil bas
- ✓ Fond pyramidal cloisonné
- ✓ Matière : polypropylène
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions : 127,76 x 85,47 mm

### Unité de vente :

25 Réservoirs

---