

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	058018
<b>Désignation</b>	Réservoir 24 colonnes forme basse



### Description :

- ✓ Réservoir 24 colonnes
- ✓ Profil bas
- ✓ Fond pyramidal cloisonné
- ✓ Matière : polypropylène
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions : 127,76 x 85,47 mm

### Unité de vente :

25 Réservoirs

---