


FICHE TECHNIQUE

Référence	058065
Désignation	Plaque 96 puits



Description :

- ✓ Plaque Porvair adaptée pour les utilisations avec robot
- ✓ Matériau : fond en verre, plaque en polystyrène
- ✓ Avec marquage alpha-numérique
- ✓ Fond plat
- ✓ Coloris : noir
- ✓ Fermeture : avec couvercle
- ✓ Très faible autofluorescence
- ✓ Emballage unitaire

Certificats :

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : non
- ✓ fabriqué selon les spécifications ANSI/SLAS
- ✓ résistante à l'alcool, DMSO et PBS

Caractéristiques techniques :

- ✓ Nombre de puits : 96 puits (8 x 12)
- ✓ Volume : 350 µl
- ✓ Dimensions : 127,6 x 85,60 x 14,70 mm / puits Ø 6,30 mm

Unité de vente : 10 Plaques
