

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	058076B
<b>Désignation</b>	Plaque 24 puits



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec couvercle PS
- ✓ Stérilisation par irradiation gamma
- ✓ Puits carrés pour le développement des bactéries
- ✓ Volume du puits : 10 ml
- ✓ Dimension plaque (L x l) : 127.76 x 85.47 mm
- ✓ Dimension Puit (L x l) : 18 mm x 18 mm

### Unité de vente :

25 plaques

---