

FICHE TECHNIQUE

Référence	058120
Désignation	Plaque 96 puits carrés 2ml stérile

Description :

- ✓ 96 puits carré profond, 2 ml/puits
- ✓ Matière : Polypropylène
- ✓ Fond pyramidal, renforcé
- ✓ Pour les applications en fluorescence, luminescence, scintillation ou tests Elisa
- ✓ Sans DNase/RNase
- ✓ Stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions : 127,6 x 85,5 mm

Unité de vente :

50 Plaques
