

FICHE TECHNIQUE

Référence	059010
Désignation	Tube à dialyse



Description :

- ✓ Tube sec SPECTRA/POR en cellulose régénérée
- ✓ Tube à dialyse SPECTRA-POR 1
- ✓ Conditionnement : 1 rouleau de 30 m

Caractéristiques techniques :

- ✓ Seuil de coupure : 6 000 à 8 000
- ✓ Largeur à plat : 23 mm
- ✓ Volume/Longueur : 1,68 ml/cm
- ✓ \varnothing gonflé : 14,6 mm

Unité de vente :

1 Rouleau de tube à dialyse (30 m)