

FICHE TECHNIQUE

Référence	059361B
Désignation	Spatule smartspatula 210mm bleu



Description :

- ✓ Spatule jetable
- ✓ Coloris bleu 210 mm
- ✓ Longueur totale 22.23 cm
- ✓ Matériau polypropylène
- ✓ Idéales pour le transfert, la collecte et la manipulation de matières chimiques et biologiques. Les spatules comportent à la fois une extrémité de cuillère et une extrémité de spatule. L'extrémité profilée de la spatule résiste aux éclats même lorsqu'elle est exposée à l'azote liquide et est suffisamment flexible pour tenir dans de nombreux petits récipients pour gratter ou collecter des échantillons. Le noyau creux réduit le transfert de chaleur et de froid. Peut être utilisé avec des acides et des bases dilués.
- ✓ Autoclavable.
- ✓ Non stérile

Unité de vente :

300 Spatules