

FICHE TECHNIQUE

Référence	060028
Désignation	Station murale 2 flacons 500mL pour les yeux



Description :

- ✓ Composé de 2 flacons de 500mL
- ✓ Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9%
- ✓ Fourni avec miroir fixé sur le support, vis, et cheville pour fixation murale
- ✓ Mode d'emploi sérigraphié sur le support avec signalisation, conforme aux normes NF X.08.003 et ISO 3864, et à la directive européenne 92/52/CEE

- ✓ Température de conservation : +5 à +25°C
- ✓ Temps de vidange : 5min par flacons

Unité de vente :

1
