

MF25



Armoire murale à pharmacie - 4 tablettes

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Fermeture à clef
- Stockage de produits pharmaceutiques
- Stockage d'équipement de premiers secours



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MF25	Charnières	droite
Construction de l'armoire	acier 10/10e	Fermeture de(s) porte(s)	manuelle
Couleur du corps	blanche RAL 9010	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	780 x 600 x 800
Couleur des portes	blanche RAL 9010	Nombre de compartiment(s)	1
Nombre de porte(s)	1	Code douanier	94032080
Type de porte(s)	battantes		

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Débit du laveur d'yeux (L/mn)	Débit de la douche (L/mn)	Poids (kg)
MF25	580 x 470 x 205	570 x 460 x 170	0	0	15.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr