



## Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour armoires série 12.X depuis 2008

### CONFORMITÉ

### AVANTAGES

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence		ORG300		Code douanier		38021000	
Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
ORG300	70 x 730 x 380		0		0	0	15.00

