

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	060211
<b>Désignation</b>	Pipetboy acu violet



### Description :

- ✓ Pour toutes pipettes de 1 à 100 ml
- ✓ Variateur pour réglage en fonction de la viscosité du liquide pipeté
- ✓ Livré avec un support mural et un adaptateur secteur
- ✓ Avec batterie lithium polymère assurant un fonctionnement de 6 heures
- ✓ Affichage de l'état de la batterie
- ✓ Poids : 195 g
- ✓ Garantie 3 ans à activer sur le site [www.pipetboy.com](http://www.pipetboy.com)

Volume	1 - 100 ml
Alimentation	Batterie lithium polymère
Poids	195 g
Couleur	Violet
Spécificité	Garantie : 3 ans
Modèle	Pipetboy Acu 2
Poids emballé	0,478 kg
Dimensions emballé	25,5 x 18 x 6 cm

### Unité de vente :

1 Pipetboy