

Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques - pour anciens modèles de hottes type 200, 201, 210 et 211

CONFORMITÉ

AVANTAGES

- Filtration spécifique à ces produits
- Conforme à la norme NF X 15-211
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence | ORG200 | | | Code douanier | 38021000 | | |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
| ORG200 | 70 x 545 x 380 | | 0 | | 0 | 0 | 12.00 |