

## Armoire haute 2 portes vitrées équipée

### CONFORMITÉ

EN 14470-1 FM 6050

### AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables

### MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Fermeture à clef en 3 points
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Scèle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Portes vitrées pour une visualisation immédiate des produits stockés



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                            |                              |   |
|--|----------------------------|------------------------------|---|
| Référence                                | <b>3035PVE</b>             | Ventilation                  | <b>Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire</b> |
| Conformité                               | <b>EN 14470-1 FM 6050</b>  | Diamètre de ventilation (mm) | <b>100</b>  |
| Construction de l'armoire                | <b>mélaniné</b>            | Nombre de compartiment(s)    | <b>1</b>  |
| Couleur des portes                       | <b>Gris clair RAL 7035</b> | Sur-étagère(s) en PVC        | <b>Option</b>   |
| Nombre de porte(s)                       | <b>1</b>                   | Bac(s) de rétention          | <b>1</b>  |
| Type de porte(s)                         | <b>Battante</b>            | Bac(s) de rétention en PVC   | <b>Option</b>   |
| Charnières                               | <b>droite et gauche</b>    | Caillebotis                  | <b>Option</b>   |
| Fermeture de(s) porte(s)                 | <b>Automatique</b>         | Code douanier                | <b>94032080</b>                                       |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | <b>2180 x 1200 x 800</b>   |                              |   |

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques (Réf : CDF-A)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211 (Réf : H50C)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

### OPTIONS

- Bac de rétention largeur 1000 mm (Réf : B235)
- Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)
- Etagère de rétention largeur 1000 mm (Réf : E35)
- Sur-bac en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SB148)
- Sur-étagère en PVC pour armoires 30, 60 & 90 minutes 1 porte (Réf : SE148)
- Tiroir/bac coulissant pour armoires anti-feu 2 portes (Réf : T235)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 3035PVE   | 1850 x 1115 x 550                     | 1581 x 1001 x 419                     | 250                      | 1                   | 3          | 50                | 210.00     |